

## Kapselspannringe

### EYEJET®



#### Produkteigenschaften

- Verteilt Druck auf alle Zonulafasern, verhindert einseitige Belastung
- Bessere Zentrierung der IOL, auch bei späterer Kapselsack-schrumpfung
- Reduziertes Risiko von Kapselsack- oder Zonulabeschädigung während der OP
- Erleichtert die Phakoemulsifikation, die Entfernung der Kortex und die Implantation einer IOL
- Vereinfacht IOL-Im- und Explantation
- Reduziert Falten im Kapselsack
- Ösen an beiden Enden vereinfachen die Implantation
- FDA-Zulassung (14, 14A, 14C)
- Preloaded System
- Hergestellt in Deutschland

### Typ 13

	Typ 13A	Typ 13B
Material	PMMA, einstückig	PMMA, einstückig
Farbton	blau	blau
Durchmesser offen	13,00 mm	14,50 mm
Durchmesser geschlossen	11,00 mm	12,00 mm

### Typ 14

	Typ 14C	Typ 14A
Material	PMMA, einstückig	PMMA, einstückig
Farbton	klar	klar
Durchmesser offen	13,00 mm	14,50 mm
Durchmesser geschlossen	11,00 mm	12,00 mm